

# 溶出試験

## デカドロン錠 0.5mg

### 溶出試験条件

装置	日本薬局方 溶出試験法 パドル法	液量	900mL	温度	37±0.5℃
----	------------------	----	-------	----	---------

### 溶出試験結果

回転数	試験液	判定
50rpm	pH1.2	15～30分以内に平均 85%以上溶出した。
	pH4.0	30分以降に平均 85%以上溶出した。
	pH6.8	30分以降に平均 85%以上溶出した。
	水	30分以降に平均 85%以上溶出した。

参考：デカドロン錠 0.5mg は品質再評価における「デキサメタゾン 錠剤 0.5mg」の標準製剤

