

————— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —————

適正使用のお願い

医療安全管理者（リスクマネージャー）様

2008年12月

販売元 日医工株式会社
富山県富山市総曲輪1丁目6番21
製造販売元 テイコクメディックス株式会社
東京都中央区日本橋富沢町9番19号

デイスポーザブル浣腸
グリセリン浣腸「オヲタ」150
グリセリン浣腸「オヲタ」120
グリセリン浣腸「オヲタ」60
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30
GLYCERIN ENEMA“OHTA”

謹啓

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

2008年4月よりストッパー付き新容器グリセリン浣腸「オヲタ」を発売致しました。発売後、浣腸処置後の確認の注意喚起の為に適正使用情報の伝達を8月に行いましたが、その後もチューブ挿入の長さが適正でなかった為にストッパーが肛門内に入る、また、チューブ抜去後肛門内または肛門部にストッパーが取り残される事例が発生しております。このような事例の再発を防ぐため、更なる適正使用の徹底を図っていただきたく改めて資材を作成いたしましたのでご案内申し上げますとともに、引き続き安全対策に万全を図って参りたいと存じます。

今後ともご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

謹白

今回配布のポイント

- 挿入時、ストッパーは肛門内まで挿入しない。
- 抜去後、ストッパーが肛門内または肛門部に取り残されていないか必ず確認する。

グリセリン浣腸「オラタ」 安全な浣腸処置のために（その2）

チューブ挿入の長さが適正でなかった為にストッパーが肛門内に入る、また、チューブ抜去後肛門内または肛門部にストッパーが取り残される事例が発生しております。

挿入時

ストッパーは肛門内まで挿入しないで
下さい。



抜去後

ストッパーが肛門内または肛門部
に取り残されてはいないか必ずご
確認下さい。