

溶出試験

ポリカルボフィル Ca 細粒 83.3% 「日医工」

溶出試験条件

装置	日本薬局方 溶出試験法 パドル法	液量	900mL	温度	37±0.5℃
----	------------------	----	-------	----	---------

溶出試験結果

回転数	試験液	判定
50rpm	pH1.2	標準製剤及び本品はともに 15 分以内に平均 85%以上溶出した。
	pH	f2 関数の値は 46 以上であった。
	pH6.8	f2 関数の値は 42 以上であった。
	水	標準製剤が 360 分における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す時点及び 360 分において、本品の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±9%の範囲にあった。
100rpm	pH	f2 関数の値は 42 以上であった。

ポリカルボフィル Ca 細粒 83.3% 「日医工」 の溶出挙動を標準製剤（コロネル細粒 83.3%）と比較した結果、上記全ての条件において「生物学的同等性試験ガイドライン」の判定基準に適合した。

