

溶出試験

モノフィリン原末 プロキシフィリン

溶出試験条件

装置	日本薬局方 溶出試験法 パドル法	液量	900mL	温度	37±0.5℃	回転数	50 回転/分
----	------------------	----	-------	----	---------	-----	---------

溶出試験結果

試験液	結果
pH1.2	15分以内に平均85%以上溶出した。
pH4.0	15分以内に平均85%以上溶出した。
pH6.8	15分以内に平均85%以上溶出した。
水	15分以内に平均85%以上溶出した。

備考：モノフィリン原末は品質再評価における「プロキシフィリン 末剤 1g/g」の標準製剤

グラフ凡例

● : モノフィリン原末

