


## 生物学的同等性試験

### エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「NIG」

エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「NIG」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ3錠（エペリゾン塩酸塩として150mg）健康成人男子に絶食単回経口投与して血清中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC, Cmax）について統計解析を行った結果、両剤の生物学的同等性が確認された。



薬物動態パラメータ (平均±標準偏差、n=10)

	投与量 (mg)	AUC <sub>0-24</sub> (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)
エペリゾン塩酸塩錠 50mg「NIG」	150	101.3 ±18.0	23.5 ±3.8	1.5 ±0.5	2.6 ±1.6
標準製剤 (錠剤、50mg)	150	99.4 ±10.8	24.2 ±4.9	1.5 ±0.5	2.7 ±1.2

血清中濃度並びに AUC, Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。