

溶出試験

ベラプロスト Na 錠 40 μ g 「NIG」

溶出試験条件

装置	日本薬局方 溶出試験法 パドル法	液量	900mL	温度	37 \pm 0.5 $^{\circ}$ C
----	------------------	----	-------	----	---------------------------

溶出試験結果

回転数	試験液	判定
50rpm	pH1.2	15分以内に平均85%以上溶出した。
	pH4.0	15分以内に平均85%以上溶出した。
	pH6.8	15分以内に平均85%以上溶出した。
	水	15分以内に平均85%以上溶出した。

ベラプロスト Na 錠 40 μ g 「NIG」は品質再評価における「ベラプロストナトリウム 錠剤 40 μ g」の標準製剤である。

